


Neusoft



PET/TC NEUWISE



La calibración de tiempo de coincidencia permite un cálculo preciso de la compensación de retardo y una salida exacta de información de imagen. Además, el control de calidad Wise-Reservation sin fuente ofrece un control diario sin radiación, con atención inteligente, proporcionando mayor flexibilidad y reduciendo significativamente el tiempo de control de calidad.



LibreWise es un algoritmo de reconstrucción inteligente que reemplaza el hardware respiratorio externo, permitiendo respiración libre y optimizando el proceso de adquisición para corregir el movimiento respiratorio. S-MIP ofrece imágenes MIP en tiempo real durante el escaneo, reduciendo el tiempo necesario para evaluar las imágenes reconstruidas.